

Escaneie. Engaje. Em qualquer lugar.

DEXIS™ IS VOYAGER

DEXIS™ IS Voyager é um elegante, flexível e ergonômico carrinho que permite uma digitalização intraoral conveniente e um maior envolvimento do paciente - diretamente na cadeira do dentista.

O computador DEXIS™ IS All-in-One, de qualidade médica, possui uma tela sensível ao toque, é antimicrobiano, robusto e à prova d'água, e pode inclinar aproximadamente 20° quando acoplado no DEXIS™ IS Voyager.

Juntos, eles oferecem uma estação de trabalho intraoral super móvel que pode ser usada com qualquer scanner DEXIS™ (IS 3600, IS 3700 e IS 3800) para aquisição de imagens em toda a clínica.

Higiênico e prático

O DEXIS™ IS All-in-One tem uma robusta tela antimicrobiana sensível ao toque e à prova d'água.

Design à prova de futuro

Um equipamento desenhado para a atual geração de scanners intraorais e para a próxima.

Economize espaço.

Mova-se com liberdade

Ergonômico, desenho refinado que é fácil de locomover e armazenar. Acompanha sistema de gerenciamento de cabos, régua de conexões, pedais de travas e espaço para armazenamento do scanner e seus acessórios.



UM DESIGN INTELIGENTE PARA UMA ERGONOMIA IDEAL

Ajustes de giro e inclinação

A tela pode ser movida livremente para melhor comunicação com o paciente e melhor usabilidade.



Computador IS All in One

Modelo	CSD POC 21.5 CPU Intel Core TM i7-9700E
Processador	GPU nVIDIA T1000 MXM GPU
Memória	16 GB DDR4-2666
Sistema operacional	Win 10 IoT, 2019
Armazenamento	SSD 256GB
WiFi+BT	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n, Wi-Fi with Bluetooth 5.0 (M.2 Combo)

IS Voyager com Computador IS All in One

Altura	130 cm
Largura	56 cm

Os produtos, equipamentos e serviços ilustrados e descritos neste catálogo refletem o conhecimento no momento do fechamento do arquivo. A EH do Brasil não se responsabiliza por qualquer desvio das ilustrações em termos de cor ou forma, ou quaisquer falhas ou erros de impressão, e retém o direito de fazer alterações ao catálogo a qualquer momento. Para normas de uso, acesse: DEXIS.com/pt-br

A EH do Brasil reserva-se o direito de fazer alterações às especificações de funcionalidade aqui apresentadas, ou de descontinuar o produto descrito a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação. Contacte o seu representante local autorizado para obter as informações atuais.

© 2023 EH do Brasil. Todos os direitos reservados.
BR IS 2023/REV1

Todas as marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.

**Saiba mais sobre IS Voyager
pelo telefone (11) 3323-0500 ou
acesse o site dexis.com/pt-br**



Alameda dos Aicás, 527
Moema – São Paulo/SP
CEP 04086-001