

Tratamento avançado com alinhadores transparentes adaptado a pacientes em crescimento



O Spark Junior oferece um plano de tratamento em duas fases, concebido especificamente para pacientes jovens. Suporta cuidados ortodônticos contínuos e personalizados desde a infância até à idade adulta – proporcionando o sorriso Spark que os seus pacientes vão adorar.

Fase 1

Um ano e meio

Tratar pacientes com menos de 13 anos de idade com um máximo de 25 fases de alinhadores e refinamentos ilimitados durante um ano e meio. Isto garante uma intervenção precoce eficaz para estabelecer uma base sólida para futuras necessidades de alinhamento.

Fase 2

Três anos e meio

Quando o seu paciente estiver pronto, faça a transição sem problemas para a fase 2 do Spark Junior, que oferece fases e refinamentos ilimitados durante três anos e meio para alcançar o resultado desejado.



Sistema de correção BiteSync Classe II

O BiteSync é um sistema integrado para avanço mandibular sincronizado, distalização maxilar e alinhamento dentário, baseado em biomecânica comprovada. O BiteSync está disponível com o Spark Junior Fase 1 e Fase 2.



Adapta-se perfeitamente à sua clínica

Concebido para se adaptar perfeitamente à sua clínica, apoiando os resultados dos pacientes e a facilidade operacional. Demore o tempo que for necessário entre a Fase 1 e a Fase 2.



Funcionalidade na medida

Responde às necessidades específicas do tratamento de pacientes jovens. Todas as características padrão, dependendo do tamanho da coroa e da sua relação com os dentes adjacentes ou antagonistas, estarão disponíveis para o Spark Junior. O design e fabricação do Spark Junior são prioritários, trazendo a agilidade que o tratamento exige, além da possibilidade de planejar seu tratamento utilizando o CBCT, a tomografia com vistas reais das raízes do paciente.



Confortável e transparente

Fabricado com o avançado material TruGEN™ da Spark, o alinhador oferece um ajuste excepcionalmente confortável e uma estética extremamente discreta. Para atender diferentes necessidades, o paciente pode escolher entre duas opções de material:


- ▶ TruGEN™ – mais flexível, proporcionando conforto superior.
- ▶ TruGEN™ XR – mais rígido, ideal para quem precisa de maior controle, sendo também uma excelente opção para pacientes jovens.
- ▶ Recorte flexível - você poderá determinar a altura do alinhador, seja por arco, dente ou face.



BiteSync™ Classe II


Sistema de correção

Novo



Simplifique a sua clínica com a correção de Classe II integrada no seu fluxo de trabalho digital

O Spark BiteSync é um sistema de correção de Classe II que proporciona um avanço mandibular sincronizado, distalização maxilar e alinhamento dentário sem a necessidade de um aparelho separado. O sistema é composto por uma guia de oclusão e uma SideBar, ligadas e impulsionadas por elásticos de Classe II, que podem ser utilizadas em conjunto ou de forma independente.



Para cada paciente

O BiteSync é personalizado para as necessidades de cada paciente dentro do software Spark. Basta selecionar a opção Spark BiteSync no DTX Portal, depois desenhar e aprovar o caso.



Uma solução para a dentição mista

O desenho elegante, mas robusto, proporciona a durabilidade, eficiência e flexibilidade de que necessita para tratar crianças com dentição mista, bem como adolescentes.

✔ **Durabilidade:** a SideBar e a guia de oclusão combinadas obtêm um perfil de mordida mais durável.

✔ **Eficiência:** o avanço mandibular e o movimento dentário podem ocorrer em conjunto.

✔ **Simplicidade:** selecione "BiteSync" e submeta no software, não é necessário qualquer aparelho adicional de Classe II.

✔ **Flexibilidade:** a SideBar ou a guia de oclusão podem ser utilizadas em conjunto ou separadamente, na dentição mista ou permanente.

Deseja trabalhar com Spark?



Contate nossos gerentes de vendas para um onboarding ou visite nossas mídias digitais:

🌐 ormco.com/pt-br/spark 📷 [sparkalignersbrasil](https://www.instagram.com/sparkalignersbrasil)



Cada caixa de Spark Junior inclui um estojo rígido com um espelho incorporado

1. Dados em ficheiro

MKT-25-0481-BR | © Ormco B.V. 2025. Todos os direitos reservados. Ormco, o logotipo da Ormco e todas as restantes marcas comerciais são marcas comerciais da Ormco. Todas as imagens dos produtos são apenas para fins ilustrativos e podem não ser uma representação exata do produto. Limitação da responsabilidade: alguns produtos poderão não ter autorização de introdução no mercado/estar aprovados para venda em todos os mercados. Contate o representante de vendas local da Ormco para conhecer a gama atual de produtos e a respectiva disponibilidade. Uso exclusivo por prescrição. Consulte nas instruções de utilização as indicações, contraindicações, avisos e prescrições. Versão 01 - Janeiro, 2026.